



BEHANDLUNG VON SCHMERZEN, MUSKULOSKELETAL
VERLETZUNGEN UND HAUTZUSTAND BEI TIEREN



GEBRAUCHSANWEISUNG





Vielen Dank

Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf!

Sie sind nun stolzer Besitzer eines Photizo Vetcare.

Sie können jahrelangen reibungslosen, störungsfreien und optimalen Betrieb des Photizo Vetcare erwarten.

Große Anstrengungen, Überlegungen, Hingabe und Forschung wurden unternommen, um Ihnen dieses erstaunliche, hochwertige Gerät zu bieten. Wir beten dafür, dass dieses Gerät Sie bei der Heilung, Schmerzlinderung und allgemeinen Gesundheit Ihres Tieres unterstützt, wie es viele andere erlebt haben.

Wir sind stolz darauf, Ihr neuer Partner auf dem Weg zum Wohlbefinden zu sein. Bitte besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen:

www.photizo.net.

INDEX:

EINLEITUNG	4
 GEGENANZEIGEN & VORSICHTSMASSNAHMEN	5
 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	7
 VORBEREITUNG FÜR DIE BEHANDLUNG	7
 WIE VERWENDE ICH DIE BEHANDLUNG	8
BEDINGUNGEN UND BEHANDLUNGEN	9
DOSIS ANWENDUNG FÜR UNTERSCHIEDLICHE Tierklassen	13
 BETRIEB DES PHOTOTIZO VETCARE	17
 FEHLERBEHEBUNG	19
SPEZIFIKATIONEN	19
STANDARDZUBEHÖR	20
SYMBOLE	22
KONTAKTDETAILS	24

EINLEITUNG

Im Laufe der Jahrhunderte war bekannt, dass Sonnenlicht (als früheste Form der Phototherapie) sowohl heilende als auch wohltuende Eigenschaften hat. Licht ist Energie, und Energie erhält Leben – es kann nicht zerstört, aber in andere Formen umgewandelt werden.

Leuchtdioden (LEDs) liefern nicht genug Energie, um das Gewebe zu schädigen, aber sie liefern genug Energie, um die natürliche Selbstheilung und Schmerzlinderung zu fördern.

Mit ihrer auf höchste Effektivität optimierten Ausgangsleistung bieten die LEDs eine viel sanftere Abgabe der gleichen heilenden Lichtwellenlängen wie Laser, jedoch ohne das Risiko einer versehentlichen Augenschädigung, die Laser haben.

Das Photizo Vetcare ist ein LED-Gerät, das rotes und infrarotes Licht aussendet, das in die Haut eindringt, um die Energieproduktion und andere Stoffwechselprozesse in bestimmten Bereichen zu stimulieren. Infrarotlicht ist eine der wenigen physikalischen Therapien, die eine heilende Wirkung entfalten. Geschädigte Zellen können tatsächlich durch Licht verjüngt werden.

LEDs sind lediglich praktische Geräte zur Erzeugung von Licht bei bestimmten Wellenlängen, und mehrere Studien haben festgestellt, dass es das Licht selbst bei bestimmten Wellenlängen ist, das therapeutischer Natur ist. Alle biologischen Systeme haben ein einzigartiges Absorptionsspektrum, das bestimmt, welche Wellenlängen der Strahlung absorbiert werden, um eine bestimmte therapeutische Wirkung zu erzielen. Es hat sich gezeigt, dass die sichtbaren roten und unsichtbaren Infrarotanteile des Spektrums hochabsorbierende und einzigartige therapeutische Wirkungen auf lebendes Gewebe haben.

LEDs ermöglichen auch, dass sich der Lichtstrahl ausbreitet, anstatt ein punktförmiger Lichtstrahl zu sein. Die breitwinklige Streuung der LED verleiht ihr einen größeren Anwendungskomfort, da Lichtemissionen dadurch eindringen können

eine breitere Oberfläche, und dies führt zu einer schnelleren Behandlungszeit für einen bestimmten Bereich als Laser.

Das Photizo Vetcare bietet auf Knopfdruck vorprogrammierte, effektive Dosierungen von Nahinfrarot-LED-Licht für die Behandlung vieler schmerzhafter und entzündlicher Erkrankungen. Photizo Vetcare stellt sicher, dass die effektive Menge an Joule/Dosierung für bestimmte Bedingungen präzise und mühelos abgegeben wird.

GEGENANZEIGEN UND

VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte beachten Sie, dass das Photizo Vetcare als ergänzende Behandlungsmodalität betrachtet werden muss, die in Verbindung mit einer medizinischen Behandlung verwendet wird, und dass die Hersteller und Vertreiber des Photizo Vetcare immer die Verwendung des Geräts unter Aufsicht eines Arztes befürworten.

Der Photizo Vetcare ist nicht als Ersatz für medizinische Standardverfahren, Medikamente und/oder oder Behandlung. Die Hersteller und Vertreiber des Photizo Vetcare können in keiner Weise für Schäden, Verluste oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch die Verwendung des Geräts außerhalb der befürworteten Richtlinien und Protokolle entstehen Behandlungen.

Bitte beachten Sie auch, dass nicht alle Erkrankungen in gleicher Weise von der Lichttherapie profitieren. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf Photizo Vetcare und stellen Sie die Anwendung anderer Medikamente, Antibiotika oder Antimykotika nicht ein.

- Krebs: Lichttherapie heilt oder verursacht keinen Krebs. Wenden Sie die Lichttherapie nicht bei Krebs oder vermuteter kanzeröser Masse an. Lichttherapie kann keinen Krebs verursachen – es wurden keine Mutationseffekte für LED-basierte Lichttherapiegeräte nachgewiesen

jegliche medizinische oder wissenschaftliche Literatur bis heute. Das von Photizo Vetcare erzeugte Licht ist infrarotes und nahes infrarotes, nicht ionisierendes Licht und befindet sich am entgegengesetzten Ende des Lichtspektrums zu schädlichem ultraviolettem (UV) Licht. Das Vetcare ist jedoch nützlich bei der Behandlung vieler Nebenwirkungen der Krebsbehandlung, wie z. B. Mukositis, einer schmerzhaften Nebenwirkung von Chemo- und Strahlentherapie. •Schwangerschaft: Die Wirkungen der Rot- oder Infrarotlichttherapie wurden in der Schwangerschaft nicht getestet. Obwohl der Fötus durch Licht nicht negativ beeinflusst werden kann, würden wir die Anwendung von Photizo Vetcare nicht auf Bereichen direkt über dem sich entwickelnden Fötus empfehlen. •Epilepsie: Einige Studien weisen darauf hin, dass gepulstes sichtbares Licht mit Frequenzen im Bereich von 5–10 Hz Anfälle auslösen kann. Der Photizo Vetcare pulsiert nicht im Bereich von 5–10 Hz, dennoch sollte jeder mit Anfallsleiden vorbeugend vermeiden, direkt in den von der Sonde ausgesandten Lichtstrahl zu schauen messen.

- Nicht überbehandeln; es führt nicht zu einer schnelleren Heilung oder Schmerzlinderung. Übermäßiger täglicher Gebrauch kann zu Überstimulation und verzögerter Heilung führen (hemmende Wirkung). •Bei manchen Patienten mit chronischen Erkrankungen kann die anfängliche Behandlung mit Lichttherapie zu leichten Beschwerden führen. Dies liegt an der Reaktion des Körpers, den Heilungsprozess zu starten. Dies ist kein Grund zur Besorgnis und die Behandlung sollte fortgesetzt werden.
- Es ist kein Augenschutz erforderlich, aber da das Licht sehr hell ist, schauen Sie nicht direkt in das ausgestrahlte Licht. •Bitte setzen Sie Ihre Medikamente und die Verschreibungen Ihres Arztes nicht ab. Die Photizo Vetcare-Behandlung ist eine ergänzende Behandlung, die die Zellen unterstützt und stimuliert, um den Heilungsprozess zu beschleunigen, Schmerzen und Muskelkrämpfe zu lindern.

- Bitte bedenken Sie, dass Sie nach der Behandlung ein falsches Gesundheitsbild haben können. Überbeanspruchen Sie den behandelten Bereich nicht.



SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Das Gerät ist nicht wasserdicht, verwenden Sie es daher nicht in der Nähe von Wasser, da der Kontakt mit Wasser einen Stromschlag verursachen kann.
Nicht in der Nähe von Waschbecken, Badewannen, Toiletten oder anderen Orten aufbewahren oder aufstellen, an denen es mit Wasser in Kontakt kommen kann.
- Das Gerät niemals in Wasser tauchen oder reinigen. Verwenden Sie immer ein weiches, trockenes Tuch.
- Nur auf sauberer und trockener Haut verwenden, da die Elektronik beschädigt werden kann, wenn sie Wasser ausgesetzt wird.
- Behandeln und lagern Sie das Photizo Vetcare mit großer Sorgfalt, da es über einen eingebauten Stromkreis verfügt.
- Die Aufbewahrung eines unbenutzten Photizo Vetcare über einen längeren Zeitraum sollte mit voll aufgeladenem Akku erfolgen, andernfalls kann der Akku beschädigt werden.

Photizo Vetcare kann sicher angewendet werden bei:

- Wachstumsplatten bei Tieren.
- Patienten mit Metallimplantaten.
- Patienten, die gerinnungshemmende Medikamente einnehmen. •Diabetiker. Lichttherapie wird bei der Behandlung sehr hilfreich sein
Komplikationen von Diabetes.



VORBEREITUNG FÜR DIE BEHANDLUNG

Reinigung, Pflege und Lagerung

Der Photizo Vetcare sollte vor und nach gereinigt werden

nach Gebrauch mit einem sauberen Tuch und einem nicht scheuernden Reinigungsmittel, falls erforderlich. Das Photizo Vetcare sollte immer an einem sicheren, trockenen Ort aufbewahrt werden, vorzugsweise in der mitgelieferten Tragetasche. Beim Arbeiten mit dem Gerät ist Vorsicht geboten und es darf nicht betrieben oder eingetaucht werden im Wasser.

Reinigen Sie die Haut vor der Anwendung der Behandlung, da Schmutz das Licht blockieren kann. Reinigen Sie die Sonde wie angegeben, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.

WIE VERWENDE ICH DIE BEHANDLUNG?

Bitte lesen Sie die Abschnitte Gegenanzeigen und Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen in der Gebrauchsanweisung, bevor Sie mit der Verwendung dieses Produkts beginnen.

Bitte denken Sie daran, Photizo Home Care vor und nach Gebrauch mit Hilfe eines sauberen, trockenen Tuchs und bei Bedarf mit einem nicht scheuernden Reinigungsmittel zu reinigen

- Platzieren Sie die Sonde in direktem Kontakt mit der Haut auf dem zu behandelnden Bereich und drücken Sie den Netzschalter. Das Gerät piept zweimal. Bei der Behandlung offener Wunden sollte die Sonde die Haut nicht berühren.
- Halten Sie die Sonde in Position, bis das Gerät erneut zweimal piept. Es schaltet automatisch ab. Dies zeigt eine Dosis an. Wenn Doppel- oder Dreifachdosen erforderlich sind (siehe Tabelle unten), halten Sie die Sonde in Position und wiederholen Sie die Dosis wie angegeben.
- Verschieben Sie die Sonde zum nächsten Punkt. Drücken Sie den Netzschalter erneut.
- Wiederholen, bis der gesamte betroffene Bereich abgedeckt ist.
- Drücken Sie den Netzschalter erst, wenn die Sonde positioniert ist. Die kleine Power-Button-LED über der

Der Netzschalter zeigt mit einem grünen Licht an, ob das Gerät mit einem Zyklus beschäftigt ist.

- Halten Sie die Sonde an die Haut, um eine maximale Eindringtiefe zu gewährleisten. Bei der Behandlung offener Wunden sollte die Sonde die Haut nicht berühren.
- Der Körper baut keine Resistenz gegen die Lichttherapie auf und daher können Behandlungen fortgesetzt werden.

BEDINGUNGEN UND BEHANDLUNGEN:

Photizo Vetcare ist zur Behandlung von:

- Haustiere – Hunde und Katzen
- Großvieh – Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Böcke, usw.
- Pferde

Photizo Vetcare lindert Schmerzen, regt Zellen zur Reparatur und Heilung an, reduziert Schwellungen und Entzündungen und stimuliert das Immunsystem bei akuten traumatischen Zuständen. Photizo Vetcare ist wirksam bei der Behandlung chronischer Schmerzen und entzündlicher Erkrankungen im Zusammenhang mit arthritischen Erkrankungen und Überlastungsverletzungen.

Photizo Vetcare stimuliert die Heilung, lindert Schmerzen, Schwellungen und Entzündungen, reduziert Muskelkrämpfe und vergrößert den Blut- und Lymphgefäßdurchmesser, um die Beseitigung von Abfallprodukten und den Zufluss von Sauerstoff, Nährstoffen und Medikamentenkonzentrationen in den behandelten Bereichen sicherzustellen.

- Hauterkrankungen: Wunden, Platzwunden, Hyalom-Zeckenbiss-Nekrose, Hot-Spots, Abszesse, Sattelwunden, Habronema, stolzes Fleisch, akrale Leckgranulome, Blutergüsse, Otitis externa, Pyodermie, Pododermatitis, Hautallergien, Ekzeme usw.
- Muskel-Skelett-Probleme: Arthritis, Sehnenentzündung,

Myositis, Bänder-/Sehnenverstauchung/-zerrung, Blutergüsse, Frakturen, Nacken- und Rückenschmerzen, Schienen, Überbeanspruchungsverletzungen, Synovitis, Ödeme, Hämatome, Muskelverletzungen, Muskelkrämpfe, Triggerpunkte, Serome, Mastitis usw.

- Postoperativ: jeder chirurgisch behandelte Bereich, einschließlich der Haut Grafts.
- Sonstiges: Hornhautgeschwüre, virale/herpesbedingte Erkrankungen, Sinusitis, retroorbikuläres Trauma.

Bitte lesen Sie die folgenden Behandlungsrichtlinien und Gebrauchsanweisungen, bevor Sie das Photizo Vetcare verwenden, um eine optimale und korrekte Anwendung zu gewährleisten.

Akute Verletzungen:

Photizo Vetcare stimuliert die Energieproduktion (ATP) innerhalb der Zelle um das bis zu 250-fache und stimuliert dadurch die Zellen, auf optimalem Niveau zu funktionieren. Es stimuliert und reguliert weiterhin die DNA- und RNA-Synthese - die Programme innerhalb der Zelle - um dem korrekten Heilungsprozess zu folgen, und reguliert die Bildung von Narbengewebe/stolzem Fleisch. Dies beschleunigt den natürlichen Heilungsprozess um bis zu 30-40 % und reduziert die Wahrscheinlichkeit einer übermäßigen Bildung von Narbengewebe und von Komplikationen. Photizo Vetcare stimuliert die Endorphin- und Serotoninsekretion. Das ist die körpereigene Schmerz- und Entspannungs-„Medikamente“.

Photizo Vetcare reduziert effektiv den Entzündungsprozess, der durch Schäden, Verletzungen oder Überbeanspruchung verursacht wird, und reduziert Muskelkrämpfe und Triggerpunkte. Photizo Vetcare hilft bei der Reduzierung von Schwellungen, indem es den Blutgefäß- und Lymphdurchmesser vergrößert, um überschüssige Abfallprodukte aus dem verletzten oder entzündeten Bereich zu entfernen. Dies reduziert den Druck und die Reizung auf Nervenenden, die mehr Schmerzen verursachen, und erhöht den Blutfluss in den Bereich, wodurch sichergestellt wird, dass das Gewebe mehr Nährstoffe aufnehmen kann

und Sauerstoff. Dies trägt auch dazu bei, überschüssiges Wundsubstrat zu reduzieren, um das Risiko sekundärer bakterieller Infektionen zu verringern.

Die erhöhte Blutversorgung des Bereichs gewährleistet höhere Konzentrationen von topischen und systemischen Medikamenten, die an den betroffenen Bereich abgegeben werden. Photizo Vetcare regt die Immunzellen an, gegen Infektionen zu reagieren.

Photizo Vetcare stimuliert einen optimalen Zellzustand (Haut, Knochen, Nerven, Kapsel, Knorpel und Muskelgewebe), um gesundes Gewebe zu erhalten. Dies kann dazu beitragen, eine Degeneration von Geweben wie Nerven, Knochen/Gelenken und Blutgefäßen zu verhindern.

Überbeanspruchungsverletzungen und chronische Erkrankungen:

Die Heilungsphasen des Gewebes verlaufen in 3 Phasen, nämlich der Entzündungs-, Proliferations- und Organisationsphase.

Chronische „Verletzungen“ oder entzündliche Überbeanspruchungsreaktionen treten auf, wenn das Gewebe diesen Zyklus nicht abschließt. Das Gewebe bleibt in der Entzündungsphase und schreitet nicht in die Proliferations- (tatsächliche Heilung von Zellen und Geweben) oder Organisationsphase fort. Damit diese „Verletzungen“ heilen können, braucht der Körper eine Stimulation der Zellprogramme (DNA und RNA), zB um die Entzündungsphase zu beenden und in die eigentliche Heilungsphase überzugehen. Wenn sich die Prozessentzündung in Narbengewebebildung organisiert, verursacht sie Adhäsionen, die das normale „Gleiten“ von Muskel- und Gewebefasern hemmen, was zu Reizungen und weiteren Entzündungen führt und sich in einen Teufelskreis verwandelt.

Photizo Vetcare wird Muskelkrämpfe lindern, schmerzhafte Triggerpunkte lösen, Entzündungsprozesse reduzieren und Schmerzen lindern, wodurch der Kreis durchbrochen wird, um dem Gewebe die Möglichkeit zu geben, den Heilungsprozess zu starten, wenn

möglich, oder bei chronischen Erkrankungen schmerzfreie Perioden einhalten. Bitte beachten Sie, dass die Behandlung mit Photizo Vetcare die Adhäsionen nicht auflöst, aber die entzündlichen Prozesse und Beschwerden kontrolliert und das Risiko einer weiteren Bildung von Narbengewebe reduziert.

Behandeln Sie immer direkt, wenn das Problem beginnt, da dies dazu beiträgt, chronischen Problemen vorzubeugen. Chronische Muskelkrämpfe und Triggerpunkte sind in der Regel das Ergebnis einer langjährigen Überbeanspruchung oder Reaktion des Muskelschutzes der Muskelgruppen, die den Abbau von Abfallprodukten und den Zufluss von Nährstoffen und Sauerstoff verhindern.

Chronischer Schmerz: alle Arten von Arthritis und irreversiblen Gelenkschäden, chronische Muskelkrämpfe, Trigger-/Akupunkturpunkte

- Photizo Vetcare stimuliert die Ausschüttung von Endorphin und Serotonin. Das ist die körpereigene Schmerz- und Entspannungs-„Medikamente“. (Dieser Effekt ist besonders tiefgreifend in der Katzenfamilie).
- Reduzieren Sie effektiv den Entzündungsprozess, der durch Beschädigung oder Überbeanspruchung verursacht wird. Reduziert und entspannt Muskelkrämpfe und löst verspannte Triggerpunkte. Helfen Sie bei der Reduzierung von Schwellungen, indem Sie den Blutgefäß- und Lymphdurchmesser vergrößern, um überschüssige Abfallprodukte aus dem betroffenen Bereich zu entfernen. Dies reduziert den Druck und die Reizung der Nervenenden, die mehr Schmerzen verursachen. Eine erhöhte Durchblutung des Bereichs sorgt dafür, dass das Gewebe mehr Nährstoffe und Sauerstoff aufnehmen kann.
- Reduziert die Leitungsgeschwindigkeit und die Reizbarkeit der schmerzleitende Nerv.
- Reduzieren Sie effektiv Muskelkrämpfe und lösen Sie verspannte Triggerpunkte.
- Optimalen Zellzustand stimulieren (Knochen, Nerven,

Kapsel, Knorpel und Muskelgewebe), um gesundes Gewebe zu erhalten. Dies kann dazu beitragen, eine weitere Degeneration von Geweben wie Nerven, Knochen/Gelenken und Blutgefäßen zu verhindern.

- Die Behandlung an den Akupunkturpunkten ist ausgezeichnete Behandlungsergebnisse.

DOSIS ANWENDUNG FÜR UNTERSCHIEDLICHE TIERKLASSEN:

Bedingungsgruppierungen	Haustiere	Großvieh und Pferde
Hautprobleme	Einzelne Dosis	Einzelne Dosis
Oberflächlicher Muskel-/Hautfrost/Bänder	Einzelne Dosis	doppelte Dosis
tiefer Muskel/ Sehne/Ligament	Einzelne Dosis	dreifache Dosis
Gelenk- und Knochenprobleme	Einzelne Dosis	doppelte Dosis

Weichteilprobleme: Muskeln, Sehnen, Faszien und Bänder:

Akute Verletzungen:

Beginnen Sie mit der Behandlung des verletzten und schmerzenden Bereichs einmal (1) täglich für zehn (10) Tage. Danach, wenn die Bedingungen immer noch vorherrschen oder das Tier immer noch Beschwerden hat, behandeln Sie zwei (2) bis drei (3) Mal pro Woche. Bei akuten Schmerzen können Sie zwei (2) täglich für zwei (2) bis drei (3) Tage behandeln, aber zu einmal (1) täglich für zehn Tage zurückkehren. Wenn Muskelkrämpfe und schmerzhafte Triggerpunkte vorhanden sind, schließen Sie diese Bereiche in die Behandlung ein. Behandlung der

Akupunkturpunkte sind auch angegeben und hat gut getan
Behandlungsergebnisse.


Chronische Probleme und Überbeanspruchung:

Behandeln Sie betroffene Bereiche einmal (1) täglich für fünf (5) bis sieben (7) Tage; Danach kehren Sie zur Behandlung zwei (2) bis drei (3) Mal pro Woche für bis zu drei (3) Wochen zurück. Wenn immer noch Beschwerden spürbar sind, kehren Sie zur Behandlung einmal (1) pro Woche zurück. Wenn das Problem weiterhin besteht, bewerten Sie den Zustand erneut oder wenden Sie sich an einen Tierarzt.

Mastitis:

Vieh: Behandeln Sie das betroffene Euter direkt mit doppelter Dosis zwei (2) bis drei (3) Mal pro Woche, bis der Zustand abgeklungen ist. Stellen Sie keine topischen oder systemischen Medikamente ein.

Haustiere: Behandeln Sie den betroffenen Bereich einmal (1) täglich, bis sich der Zustand bessert.

 Wunden, Platzwunden, Hyalom-
Zeckenbiss-Nekrose, Hot-Spots, Abszesse,
Wundstellen, Habronema, stolzes Fleisch,
akrale Leckgranulome, Blutergüsse, Otitis
externa, Pyodermie, Pododermatitis, Hautallergien,
Ekzem usw.

- Akute Verletzungen: Beginnen Sie so bald wie möglich mit der Behandlung, um die Zellreparatur anzuregen. Behandeln Sie alle akuten Hautverletzungen täglich bis zur Abheilung.
- Chronische Hautprobleme: Einmal (1) täglich fünf (5) bis sieben (7) Tage lang behandeln, danach zweimal behandeln

(2) wöchentlich. Wenn sich der Zustand stabilisiert hat, können Sie die Behandlung auf einmal (1) wöchentlich reduzieren, um eine gesunde Haut zu erhalten.

- Infektiöse Zustände, zB Abszesse, Hot Spots, Habronema, Coryne-Bakterien etc.:

Die Behandlung mit dem Photizo Vetcare ist kein Ersatz für Antibiotika oder andere verschreibungspflichtige Medikamente, sondern wird den Heilungsprozess durch Stimulierung des Immunsystems beschleunigen die Heilung und unterstützen Medikamente, die an die betroffenen Stellen abgegeben werden.

In manchen Fällen ist eine chirurgische Drainage der Abszesse indiziert, bevor eine optimale Behandlung wirksam ist.

Gelenkprobleme, Knochenprellungen, Stressfrakturen und Knorpelverletzungen:

- Akute Verletzungen: Beginnen Sie so bald wie möglich mit der Behandlung.

Decken Sie die gesamte Gelenklinie oder den verletzten Bereich ab. Behandeln Sie täglich zehn (10) Tage lang und kehren Sie zur Behandlung drei (3) Mal pro Woche zurück, bis die Heilung erfolgt ist.

- Chronische Gelenkerkrankungen wie Arthritis, Hüftdysplasie: Behandeln Sie

einmal (1) täglich für fünf (5) bis sieben (7) Tage, um den Entzündungsprozess zu reduzieren und Schmerzen zu kontrollieren. Danach zwei (2) bis drei (3) Mal pro Woche für zwei (2) Wochen behandeln. Reduzieren Sie die Behandlungshäufigkeit, wenn sich der Zustand stabilisiert hat, auf einmal (1) wöchentlich. Bedecken Sie die gesamte Verbindungslinie, vorne, an den Seiten und hinten.

Tiefe Blutergüsse und Hämatome:

Beginnen Sie so schnell wie möglich mit der Behandlung, nachdem die Verletzung aufgetreten ist, und decken Sie den gesamten betroffenen Bereich ab. In Fällen, in denen Ödeme vorhanden sind, behandeln Sie auch die proximalen Lymphknoten, um einen schnelleren Abfluss von Abfallprodukten und Proteinverbindungen zu gewährleisten. Täglich bis zur Heilung behandeln.

Postoperative Behandlungen:

Behandeln Sie direkt nach der Operation, insbesondere nach Operationen bei Pferden.

Die Behandlung hilft bei der Verhinderung der Bildung von stolzem Fleisch. Täglich fünf (5) bis zehn (10) Tage lang behandeln.

Zu den Vorteilen der Behandlung gehören Schmerzlinderung, schnellere Heilung, weniger Narbengewebe / stolze Fleischbildung, Immunstimulation und Schwellungsreduktion.

Sonstiges: Nur empfohlene Behandlung durch einen qualifizierten Tierarzt!

Augenverletzungen, Hornhautgeschwüre, Erkrankungen im Zusammenhang mit Viren/ Herpes, Sinusitis, retroorbikuläres Trauma.

Augenverletzungen: Obwohl das Licht des Photizo Vetcare hell ist, schadet es dem Auge nicht, und die Behandlung von Augenverletzungen fördert die Heilung. Wenn das Tier Angst vor dem Licht hat, können Sie die Behandlung von der Seite des Kopfes aus anwenden, da das Licht den Knochen durchdringt. Behandeln Sie einmal (1) täglich für fünf (5) bis sieben (7) Tage.

Infektionskrankheiten: z. B. virale/herpesbedingte Krankheiten, bakterielle oder Pilzinfektionen:

Bitte setzen Sie Medikamente nicht ab. Behandeln Sie drei (3) bis fünf (5) Mal pro Woche für vier (4) Wochen oder bis zum

Zustand heilt. Photizo Vetcare stimuliert das lokale und systemische Immunsystem und kann den Körper veranlassen, Antikörper gegen den Erreger zu bilden.



BETRIEB DES PHOTIZO VETCARE

- Der Photizo Vetcare kann über den internen Akku oder direkt über das Netzteil betrieben werden.
- Drücken Sie zum Einschalten die Ein/Aus-Taste. Die LED des Netzschalters leuchtet auf und das Gerät gibt einen Piepton aus zweimal.
- Sobald der Behandlungszyklus beendet ist, piept es zweimal und schaltet sich automatisch aus.
- Um das Gerät während des Behandlungszyklus auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste 1 Sekunde lang gedrückt. Die LED des Netzschalters kann nach Beendigung des Zyklus noch eine Weile grün leuchten.
- Bei Batteriebetrieb leuchtet die LED der Ein/Aus-Taste während des Programms durchgehend grün und ist ausgeschaltet, wenn sie nicht verwendet wird.
- Beim Einstecken der Netzstromversorgung ertönt ein Piepton und nach einer Verzögerung von 3 Sekunden beginnt die LED der Einschalttaste grün zu blinken. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, hört die LED des Netzschalters auf zu blinken und leuchtet dauerhaft grün.
- Beim Trennen des Netzsteckers piept das Gerät einmal und die LED der Einschalttaste erlischt.
- Photizo Vetcare bietet ungefähr 90 Minuten ununterbrochene Behandlung mit jeder vollen Ladung. Wenn Sie den Photizo Vetcare bei kalten Temperaturen verwenden, beachten Sie bitte, dass dies die Anzahl der Dosen pro vollständiger Aufladung verringern kann. • Photizo Vetcare verwendet NiMH mit hoher Kapazität

wiederaufladbare Batterien und wie alle wiederaufladbaren Batterien müssen diese im Laufe der Zeit ersetzt werden. Diese Zeit variiert je nach Lagerdauer und Nutzungsgrad. Die Kapazität wird mit der Zeit erschöpft und die Anzahl der Dosen zwischen den Ladevorgängen nimmt ab. Erreicht die Akkukapazität ein nicht mehr zufriedenstellendes Niveau, kann der interne Akku ausgetauscht werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, der Ihnen ein Angebot für den Einbau einer neuen Batterie unterbreiten kann.

- Die Aufbewahrung eines unbenutzten Photizo Vetcare für mehr als 3 Monate sollte mit voll aufgeladenem Akku erfolgen, da dies zu einer Beschädigung des Akkus führen kann.

FEHLERBEHEBUNG:

Photizo Vetcare hat keine vom Kunden zu wartenden Teile.

PROBLEM	LÖSUNG
Gerät piepst zweimal und schaltet sich nicht ein	Batterie muss aufgeladen werden
Einheit wird nicht aufgeladen	Ist das Ladegerät mit dem Gerät verbunden/am Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet? Alle Verbindungen sicher? Verwenden Sie das richtige Photizo-Ladegerät?
Die 2 großen LEDs scheinen nicht an zu sein/zu funktionieren	Die Wellenlänge der LEDs liegt im unsichtbaren Bereich und ist somit mit bloßem Auge nicht erkennbar. Um zu bestätigen, ob diese LEDs funktionieren, betrachten Sie sie durch die Ihres Mobiltelefons Kamera.

SPEZIFIKATIONEN

Das Gerät verfügt über ein lichtemittierendes Array mit leistungsstarken roten und infraroten Leuchtdioden.

Modell	Photizo Vetcare
Kastenabmessungen	22,8 cm x 9,4 cm x 12,2 cm
Dauer der Programme in Sekunden	31
Leistung	Variiert mit einer Spitzenleistung von 330 mW/cm ²
Abdeckungsbereich	4,7 cm ²
Wellenlängen	633nm Rot, 850nm Infrarot
Netzstrom	00 ~ 240 VAC
Batterietyp	Ni-MH
Batteriespannung	7,2 V Gleichstrom
Akkuladegerät	12V, 1A
Ladezeit	Maximal 4 Stunden
Akkulaufzeit	90 Minuten Dauereinsatz
Gewichtseinheit	280 Gramm

STANDARDZUBEHÖR

Energieversorgung

Gebrauchsanweisung

Tasche mit Kordelzug

BETRIEBSUMGEBUNG

- Nicht geeignet für den Betrieb in Gegenwart eines brennbaren Narkosemittelgemisches aus Luft oder Sauerstoff oder Lachgas.
- Betriebsumgebung: 0 °C (32 °F bis 104 °F) 40 °C) 700 hPa – 1 060 hPa
- Lagerumgebung: 4°F – 122°F (-20°C - 50 °C) 700 hPa – 1 060 hPa
- Luftfeuchtigkeit: 15 % - 95 % relative Luftfeuchtigkeit
- Geräteklasse: Klasse II
- Betriebsart: Puls- und Dauerbetrieb

Sollten Sie Hilfe benötigen oder Produktfehler feststellen, wenden Sie sich bitte an Ihren nächstgelegenen Händler oder senden Sie eine E-Mail an Photon Therapy Systems unter: info@photizo.net.



BITTE BEACHTEN SIE, DASS PHOTIZO VETCARE KEIN
ERSATZ FÜR EINE SORGFÄLTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG
ODER BEHANDLUNG IST, SONDERN EIN ZUSÄTZLICHES,
KOSTENLOSES BEHANDLUNGSGERÄT. Gehen Sie nicht davon aus,
dass alle Erkrankungen für eine Behandlung mit Lichttherapie geeignet
sind.

PHOTOTIZO VETCARE IST KEIN DIAGNOSEGERÄT UND IST NICHT
DAZU BESTIMMT, ARZNEIMITTEL ZU ERSETZEN
BEHANDLUNG.



WARNUNG!










VERWENDEN SIE ZUM LADEN DER AKKUS NUR DAS MIT DEM
GERÄT MITGELIEFERTES PHOTIZO-AKKU-LADEGERÄT. JEDES
ANDERE LADEGERÄT KANN BESCHÄDIGT WERDEN
DIE BATTERIEN ODER DER PHOTOTIZO VETCARE

GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine 1-jährige Carry-In-Garantie auf Material-
und Verarbeitungsfehler ab dem ursprünglichen Kaufdatum, sofern
der Original-Kaufbeleg vorgelegt wird. Es werden KEINE
Garantieansprüche geltend gemacht, die auf böswillige Beschädigung,
auslaufende Batterien, versehentliches Herunterfallen, Wasserschäden
oder Schäden durch organische Lösungsmittel zurückzuführen sind.

Die Garantie umfasst keine Porto-, Fracht-, Bearbeitungs-,
Versicherungs- oder Liefergebühren. Die Garantie deckt keine
Schäden, Defekte oder Ausfälle ab, die durch Unfälle, äußere
Zerstörung, Veränderung, Modifizierung, Missbrauch, Missbrauch
oder falsche Anwendung des Geräts verursacht wurden oder daraus
resultieren. Darüber hinaus deckt die Garantie keine Schäden am
Produkt ab, die durch den Rückversand oder die Handhabung entstehen.
Der Abschluss einer Transportversicherung wird empfohlen.

VERWENDETE SYMBOLE

	<p>Aufmerksamkeit! Bitte folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.</p>
	<p>Dieses Symbol auf dem Gerät bedeutet „Siehe Bedienungsanleitung“.</p>
	<p>Seriennummer: Gibt die Seriennummer des Herstellers an, damit ein bestimmtes Gerät identifiziert werden kann.</p>
	<p>WEEE-Symbol. (Abfall von Elektro- und Elektronikgeräten). Recycling-Symbol. Das für dieses Produkt verwendete WEEE-Symbol weist darauf hin, dass das Gerät nicht als Haushaltsprodukt entsorgt werden darf. Entsorgen Sie das Produkt ordnungsgemäß, um die Umwelt zu schützen. Wenden Sie sich für weitere Informationen zu diesem Produkt an die örtlich zuständige Recyclingabteilung, das Hausmüllentsorgungsunternehmen oder das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde.</p>
	<p>Dieses Gerät ist nicht wasserdicht und sollte vor Flüssigkeiten geschützt werden.</p>
	<p>Aufmerksamkeit! Infrarotemission nicht sichtbar.</p>
	<p>Es verweist auf den Hersteller.</p>
	<p>Geräte, die ein besonderes Maß an Schutz gegen elektrischen Schlag bieten, insbesondere in Bezug auf zulässige Ableitströme und Zuverlässigkeit der Schutzerdverbindung (falls vorhanden).</p>
	<p>Dieses Symbol auf Ihrem Gerät zeigt an, dass es der LVD-Richtlinie 2014/35/EU der Europäischen Gemeinschaft und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU entspricht.</p>



Photon Therapy Systems (Pty) Ltd.
28 Lebombo Road, Ashlea Gardens
Pretoria, Gauteng
Südafrika, 0181

www.photizo.net

sales@photizo.net

+27 10 590 7113

